

# Agitador de Tamices



Los agitadores de tamices para pruebas de laboratorio se han convertido en un método utilizado y aceptado mundialmente para análisis granulométricos. Tenemos un equipo para satisfacer sus necesidades:

## ECO-WQS

### \*Modelo:

**\*Tipo de vibración:**

**Vertical**

**\*Rango de medida:**

**≤ 325 mallas**

**\*Frecuencia de vibración:**

**3000 vibraciones /min, 6000 vibraciones/min**

**\*Amplitud de selección:**

**0-3mm, ajuste continuo**

**\*Modo de vibración:**

**Vibración fina, Vibraciones intermitentes,  
Vibraciones continuas**

**\*Peso (neto):**

**25 kg**

**\*Dimensiones:**

**610mm × 390mm × 400mm**

### Características Adicionales

- Diseñados funcionalmente para proveer un confiable, preciso y consistente servicio de análisis de partículas.
- Ampliamente utilizado en el campo de la industria farmacéutica, alimenticia, cosmética, granulométrica, etc.
- Avanzado circuito integrado de control.
- Fácil de operar.
- Recomendado para gran variedad de mallas

Garantía: 1 año  
Fabricación: USA  
Marca: ECOSHEL

